

様式「混入率算出表」

センター名		特記事項															
実験者氏名																	
定量日																	
		ダイズ		トウモロコシ スクリーニング						トウモロコシ 系統別定量							
試料番号	試料名	Target	RRS Specific		CaMV35S promoter (MON810)		GA21 Specific		Bt11 Specific		T25 Specific		E176 Specific		M810 Specific		
		コピー数および混入率	内在性配列	特異的配列	内在性配列	特異的配列	内在性配列	特異的配列	内在性配列	特異的配列	内在性配列	特異的配列	内在性配列	特異的配列	内在性配列	特異的配列	
1		コピー数															
		混入率(%)															
2		コピー数															
		混入率(%)															
3		コピー数															
		混入率(%)															
4		コピー数															
		混入率(%)															
5		コピー数															
		混入率(%)															
6		コピー数															
		混入率(%)															
7		コピー数															
		混入率(%)															
8		コピー数															
		混入率(%)															
9		コピー数															
		混入率(%)															
10		コピー数															
		混入率(%)															
11		コピー数															
		混入率(%)															
12		コピー数															
		混入率(%)															
Target		RRS Specific	CaMV35S promoter (MON810)		GA21 Specific		Bt11 Specific		T25 Specific		E176 Specific		M810 Specific				
内標比		0.94	0.39		1.40		0.50		0.34		2.05		0.38				